


# COVID-19 Antigenic Test




Test rapido per la rilevazione degli antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 in campioni nasofaringei umani



Campiona



Estrai



Test



Risultato



Il Point Of Care Test rapido antigenico COVID-19




# COVID-19 Antigenic Test



Il test rapido antigenico COVID-19 è un test immunocromatografico qualitativo a flusso laterale per la rilevazione della proteina N di SARS-CoV-2 in tampone nasofaringeo. Si tratta di un prodotto ad alta affidabilità validato in ampio studio clinico. Il kit funziona con il principio della reazione antigene-anticorpo.

Il Vazyme COVID-19 Ag Test è stato valutato clinicamente con campioni il cui stato è stato confermato con gold standard RT-PCR. I risultati sono presentati in tabella:

		RT-PCR		
		Positive	Negative	Total
COVID-19 Ag Test	Positive	201	7	208
	Negative	5	981	986
	Total	206	988	1194



## Benefici

- Ampio studio clinico
- Alta specificità
- Alta sensibilità
- Facile da usare
- Risultati affidabili in soli 10 minuti
- Test effettuabile su campioni nasofaringei
- Conservabile a temperatura ambiente
- Tutti i componenti sono inclusi
- Nessuna cross-reattività con coronavirus patogenici umani come nCoV-229E, -HKU1, -NL63, -OC43) o virus influenzali
- Disponibile in confezioni singole o da 20 test




Certificato



Ampio studio clinico



Risultato immediato



COVID-19 specifico



Distribuibile su larga scala



Usò Professionale



**IT Health Fusion**  
HEALTHCARE SOLUTIONS